



MAQUILA:	BALSAMO LABIAL MANGO MELONADA	CLIENTE	EMISIÓN:	08-jun-20
CLAVE:	2040585	EOS		

RESULTADOS DE MEDICION A RATE POR TURNO

	PIEZAS	CAJAS	PALLETS
CAPACIDAD X TURNO	18,000	500	4.2
CAPACIDAD X SEMANA (con un turno)	89,999	2,500	20.8
CAPACIDAD X MES (con un turno)	359,996	10,000	83.3


U.M.		PZ
PZ X PAQUETE	PZS X CAJA	CAJAS X PALLET
1	36	120

CANTIDAD DE PRS X POSICION	POSICIÓN	PLANTILLA ESTANDAR: ACTIVIDAD	EQUIPO A UTILIZAR
2	1	ABRIR CORRUGADO Y SACAR GRANELES DE SU CORRUGADO DE ORIGEN	MESAS BANDA TRANSPORTADORA
	2	TOMAR DISPLAY, ABRIRLO Y SACAR BALSAMOS DE ESTE	
7	3	COLOCAR ETIQUETA DE TEXTOS LEGALES	
3	4	INTRODUCIR LOS BALSAMOS DENTRO DEL DISPLAY NUEVAMENTE	
	5	VALIDAR QUE EL DISPLAY CONTENGA LAS PIEZAS QUE DEBEN DE SER Y CERRAR DISPLAY	
1	6	INTRODUCIR LAS 36 PIEZAS EN SU CORRUGADO DE ORIGEN	
1	7	CERRAR CORRUGADO CON CINTA TRANSPARENTE INNOVA	
	8	COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICACION AL CORRUGADO	
	9	ESTIBAR EN TARIMA BLANCA, DE ACUERDO A GUIA DE ORIGEN	
14	TOTAL PERSONAL EN PLANTILLA		

PERSONAL EN LINEA	14
PIEZAS POR MINUTO	42
PIEZAS POR HORA	2512
TIEMPO ARMADO PALLET	103

TOMA 1	TOMA 2	TOMA 3	TOMA 4	TOMA 5
42	41	42	42	42

MAPEO DE LINEA



Valesca Solano
Valesca Solano

Realizó

Cristina Beltran
Cristina Beltran

Validó